

QM

**OPTIONAL**

■ DOCqm Handbuchmanager

**Die Lösung zur Verwaltung Ihres Praxishandbuchs**

- Die DOC Handbuchmanagersoftware verbindet die Software DOCqm mit Ihrem Praxishandbuch.
- Übersichtliche Verwaltung, PDF-Archivierung mit Lesenachweisen
- Pflege und Nachweis einfach und nachvollziehbar dargestellt
- GBA-konformes Qualitätsmanagement
- Erstellung und Archivierung von elektronischen QM-Dokumenten nach DIN ISO 9001:2008
- Digitales Handbuch zum Verwalten von Arbeitsprozessen (ohne Musterhandbuch)
- Dokumentenlenkung im Netzwerk
- Manipulationssichere Verschlüsselung

Art-Nr.: 31 12 18

**OPTIONAL**

■ Handbücher

**Die Lösung zur Erstellung Ihres Praxishandbuchs**

- Die von unseren Dienstleistern vorbereiteten Dokumente erleichtern die Erstellung des Handbuchs und verringern den Zeitaufwand erheblich.
- Zum Einlesen und individuellen Anpassen von Dokumentenvorlagen
- Funktioniert nur im Zusammenhang mit DOCqm Handbuchmanager
- **QM-Handbuch für Zahnarztpraxen:**  
Nach der QM-Richtlinie des G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss) Formulare, Arbeits- und Verfahrensanweisungen, Vorlagen nach rechtlichen Vorgaben  
**Art-Nr.: 93 99 18**
- **QM-Handbuch für zahntechnische Labore:**  
Nach DIN EN ISO 13485:2016 und der EU-Medizinprodukte-Verordnung (MDR). Mit Arbeits- und Verfahrensanweisungen sowie Prüf- und Meldelisten.  
**Art-Nr.: 93 99 30**

**Fragen zu DOCma® & Zubehör?**

Jetzt die neue DOCma® Webseite entdecken!

<https://docma.henryschein-dental.de>



FREETEL: 0800-140 00 44    www.henryschein-dental.de  
FREEFAX: 08000-40 00 44    info@henryschein.de

Abbildungen sind Beispiele und können vom realen Produkt abweichen. Alle Informationen sind unverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, einsehbar und abrufbar unter [www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de). Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter [werbewidersprueche@henryschein.de](mailto:werbewidersprueche@henryschein.de) widersprechen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf [www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de). Kosten für Einweisungen, Schulungen und Installation (online/vor Ort) etc. werden nach Aufwand berechnet.

**Erfolg verbindet.**

# MANAGEMENT MIT DOCMA - FÜR PRAXIS UND LABOR

UNVERSCHÄMT UNKOMPLIZIERT

DOCMA-SOFTWAREMODULE ZUR SICHEREN  
UND EINFACHEN DOKUMENTATION



**Erfolg verbindet.**

## DOCma Praxis

### HYGIENE- UND MATERIALMANAGEMENT

- Dokumentation der Hygieneprozesse ✓
- Paper EDI-fähiges Warenwirtschaftssystem ✓
- Material-/Lagerverwaltung mit Archiv ✓
- Mehrplatzfähige Praxislizenz ✓
- Gerätebuch ✓
- Risiko- und Fehlermanagement ✓



# Praxis

- OPTIONAL
- DOC Handbuchmanager

## DOCma Praxis

### PRAXISLÖSUNG IM HYGIENE- UND MATERIALMANAGEMENT

Mit dieser Softwarelösung lassen sich alle Vorgänge einfach, preiswert und papierlos dokumentieren.

- Sterilgutmanagement: Anbindung an Geräte wie Desinfektoren, Siegelgeräte und Sterilisatoren sowie Schnittstellen zu den gängigsten Geräten am Markt (z.B. Dürr, Euronda, Getinge, Melag, Miele, Mocom, SciScan, Sirona, Steelco, W&H und vielen mehr). Zzgl. notwendigem Wartungsvertrag.
- Erstellen von Chargenbarcodes nach der Sterilisation mit DOCma Drucker. Erfassung mit DOCma Scanner möglich.
- Digitale Checklisten für die Freigabe von Prozessen, Einweisungen und Berichten
- Verknüpfung mit Patientenakte/Abrechnungssoftware per Etikett oder Barcode (Scanner erforderlich)
- Inkl. VDDS-media@-Schnittstelle zu den gängigsten Abrechnungssystemen
- Erweitertes Instrumentenmanagement inkl. Containern und Sieben
- Risiko- und Fehlermanagement

Ein Warenwirtschaftssystem, mit dem Sie den Überblick über Ihr Lager behalten und somit Zeit und Geld sparen.

Nie mehr ein leeres Lager oder Überschreitungen von Verfallsdaten. Über eine Schnittstelle zum Henry Schein Online-Shop können Sie immer schnell und einfach nachbestellen.

- Produktverwaltung, Bestellwesen und Inventur
- Materialverwaltung mit Paper EDI
- Möglichkeit der Anbindung an den Henry Schein Online-Shop
- Materialzuordnung zum Patienten über Barcode und VDDS
- Gefahrstoffverwaltung/-kataster
- Hersteller- und Lieferantenverwaltung
- Zuschaltbarer Live-Support (Fernwartung) durch Hotline und unsere Henry Schein Spezialisten.

Verwalten des Bestandsverzeichnisses nach den gesetzlichen Forderungen.

- Geräte auf einfache Weise dokumentiert und übersichtlich angelegt
- Anlegen von Reparaturberichten, Einweisungen
- Zuordnung von Formularen, Anleitungen und Videos
- Erstellung von Inventarlisten, Verzeichnissen, Checklisten
- Wartungs- und Aufgabenverwaltung
- Termine und Erinnerungen fixieren
- Geräteidentifikation per Barcode

Art.-Nr.: 18 79 26

## DOCma Labor

### MDR PRODUKT-DOKUMENTATION

- Auftragsdokumentation ✓
- Konformitätserklärung ✓
- Paper EDI-fähiges Warenwirtschaftssystem ✓
- Bestellwesen ✓
- Produktverwaltung ✓
- Risiko- und Fehlermanagement ✓



# Labor

- OPTIONAL
- DOC Handbuchmanager

## DOCma Labor

### MDR PRODUKTDOKUMENTATION FÜR DENTAL- UND DENTALE PRAXISLABORE

Mit dieser Softwarelösung lassen sich alle Vorgänge einfach, preiswert und papierlos dokumentieren.

Erfüllung der Dokumentationspflichten gem. MDR. Einfach und schnell zur ordnungsgemäßen Konformitätserklärung. Durch den bekannten HS P\*EDI Lieferschein ist das Erfassen der Lieferung per Scan schnell und einfach möglich. Daten wie Verfall und Charge sind im Code enthalten und werden ohne weiteren Aufwand übernommen.

Ebenfalls können eigene Barcodes über den Drucker erstellt werden für Produkte die nicht mit einem Code versehen sind. Über die Auftragserfassung können die Aufträge nachvollziehbar und übersichtlich angelegt werden.

Aus der Auftragsnummer wird dann ein Barcode generiert. Dieser Code wird bei der Fertigung des Auftrages gescannt und alle verwendeten Produkte werden diesem Auftrag einfach per Scan zugebucht.

Nach Abschluss des Auftrages wird die Konformitätserklärung nach MDR inklusive Angaben zu Materialien, Hersteller, Chargen-Nr., CE Kennzeichen und Verfallsdatum erstellt.

Art.-Nr.: 89 08 14

