

# DOC<sup>ma</sup>® Labor

MDR Produktdokumentation für  
Dentallabore und dentale Praxislabore



EINFACH UND SCHNELL ZUR KONFORMITÄTSERKLÄRUNG GEM. MDR

# DOCma® Labor

MDR Produktdokumentation für  
Dentallabore und dentale Praxislabore

## Einfach und schnell zur Konformitätserklärung

Durch den bekannten HS P'EDI Lieferschein ist das Erfassen der Lieferung mit einem Scan schnell und einfach möglich. Daten wie Verfall und Charge sind bereits im Code enthalten und werden ohne weiteren Aufwand übernommen.

Generieren Sie eigene Barcodes über den Drucker für Produkte, die nicht mit einem Code versehen sind. Über die Auftrags erfassung können Sie Aufträge nachvollziehbar und übersichtlich anlegen und aus der Auftragsnummer wird dann ein Barcode generiert. Diesen Code scannen Sie bei der Fertigung des Auftrages und alle verwendeten Produkte werden diesem Auftrag einfach zugebucht.

Nach Abschluss des Auftrages wird die Konformitätserklärung nach MDR inklusive Angaben zu Materialien, Hersteller, Chargen-Nr., CE-Kennzeichen und Verfallsdatum erstellt.

**1**

www.henry-schein.com/medien/Dateien/Handbuecher/1-3-DOCma-Gesamter  
 Frau Martina Mustermann  
 Zahnärztin  
 Musterstr. 5  
 01234 Musterstadt

Henry Schein Dental Deutschland GmbH  
 Hönnerstraße 24  
 63225 Langen  
 Frau Heideklind  
 Tel: 0800-1400044

Auftrag 12626602 vom 19.02.2020  
**Lieferschein 205268714**  
 161689 19.02.2020 1

0016	1	SR maxco Paste Dentin A2		16,42	EUR
440868		SPCS_2102	440967		
		1 LDF: 885401	Verfall-Dt. 22.10.2021		
0020	1	100 a-max coran Dentin A2		35,42	EUR
217212		PACK 200	596959		
0010	1	ZirLux Anterior Multi A2 99_Sx14		120,52	EUR
9012327		SPCS	9012327 A1		
		1 LDF: 80120715-4	Verfall-Dt. 19.01.2023		
0040	1	Rhonic MultiColor 280-07 BNC-14		136,16	EUR
651205		PACK 50T	804804122765		

**2**

**3**

**Konformitätserklärung für Sonderanfertigungen**  
 Konformitätserklärung für Sonderanfertigung nach § 12 MDR und § 7 Abs. 5 MDR

Ausgestellt am: \_\_\_\_\_  
 Auftragsnummer: \_\_\_\_\_ Auftragsdatum: \_\_\_\_\_

Vorname der Sonderanfertigung (Praxis): \_\_\_\_\_

Fabrik-nr.: \_\_\_\_\_ Vorname Nachname: \_\_\_\_\_

Das angegebene Medizinprodukt ist ausschließlich für den gesamten Patienten bestimmt.

Hersteller: \_\_\_\_\_

Produktbeschreibung/Artikelbezeichnung: [Achtung! Unverkürzte Vorlage]



DOCma® Labor  
Art.-Nr.: 10 95 042



2D Barcode Scanner Mod. 950 PoS  
mit Standfuß  
Art.-Nr.: 65 01 75



Label II Etikettendrucker  
Art.-Nr.: 90 09 11

**Fragen zu DOCma® & Zubehör?**  
 Jetzt die neue DOCma® Webseite entdecken!  
<https://docma.henryschein-dental.de>



FREETEL: 0800-140 00 44      www.henryschein-dental.de  
 FREEFAX: 08000-40 00 44      info@henryschein.de

Abbildungen sind Beispiele und können vom realen Produkt abweichen. Alle Informationen sind unverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, einsehbar und abrufbar unter [www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de). Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter [werbewidersprueche@henryschein.de](mailto:werbewidersprueche@henryschein.de) widersprechen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf [www.henryschein-dental.de](http://www.henryschein-dental.de). Kosten für Einweisungen, Schulungen und Installation (online/vor Ort) etc. werden nach Aufwand berechnet.