

2D INSTRUMENTEN- SCANNER USB MOD. 2600 POS



Art.: Nr.: 91 39 882

- 2D Instrumentenscanner USB Barcode Mod. 2600 Spezial
- IP64, das Gehäuse ist desinfizierbar (auf Alkoholbasis)
- Inkl. USB-Kabel
- Gewicht: 347 gr.
- Maße: Höhe 100 mm, Durchmesser 65 mm

Der 2600 Instrumentenscanner ist für Dentalinstrumente und Winkelstücke perfekt geeignet. Durch seine geringe Größe lässt er sich problemlos neben dem PC installieren.

Der speziell vorbereitete Scanner wird direkt von DOCma erkannt. Das Scannen der Instrumente erfolgt problemlos durch das Aufhalten des Barcodes auf das beleuchtete Lesefenster.

Mit dieser Lösung sind Instrumente schnell und einfach lesbar und können jetzt effektiv gemanagt werden.



Erfolg verbindet.

Abbildungen sind Beispiele und können vom realen Produkt abweichen. Alle Informationen sind unverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, einsehbar und abrufbar unter www.henryschein-dental.de. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.henryschein-dental.de. Kosten für Einweisungen, Schulungen und Installation (online/vor Ort) etc. werden nach Aufwand berechnet.