

2D INSTRUMENTEN- SCANNER USB MOD. 2600 POS

Ihr perfekter Begleiter für Praxis und Labor

- Kinderleichte Bedienung, auch für Ungeübte – Barcode an beleuchtetes Lesefenster halten und die Daten sind dokumentiert
- Liest und verarbeitet auch sehr kleine UDI-Barcodes
- Perfekt für teure Dentalinstrumente und Hand- & Winkelstücke – schnelles und einfaches Instrumentenmanagement
- Siebe schnell und einfach mit Instrumenten bestücken
- Dokumentation des Instrumentenbestands beugt Schwund vor
- Platzsparend dank geringer Größe – kann direkt neben PC installiert werden
- Kompatibel mit DOC^{ma}® – das System wird sofort erkannt



Art.: Nr.: 91 39 882

- IP64, das Gehäuse ist desinfizierbar (auf Alkoholbasis)
- Inkl. USB-Kabel
- Gewicht: 347 gr.
- Maße: Höhe 100 mm, Durchmesser 65 mm



Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter <https://docma.henryschein-dental.de/hardware>



FreeCall 0800 140 00 44 • FreeFax 08000 40 00 44
hygiene@henryschein.de

Erfolg verbindet.

Abbildungen sind Beispiele und können vom realen Produkt abweichen. Alle Informationen sind unverbindlich. Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen, einsehbar und abrufbar unter www.henryschein-dental.de. Sie können der Übermittlung dieser Werbung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber der Henry Schein Dental Deutschland GmbH unter werbewidersprueche@henryschein.de widersprechen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter „Datenschutz“ auf www.henryschein-dental.de. Kosten für Einweisungen, Schulungen und Installation (online/vor Ort) etc. werden nach Aufwand berechnet.